



transcom

TRANSCENDENCIAS COMERCIALES S.L.

*Colon-Hydro-Therapie,
der therapeutische Nutzen des Wassers*



Wir sind ein spanisches Unternehmen, das Geräte für die Colon-Hydro-Therapie und Einwegkanülen produziert. Seit 1980, dem Gründungsjahr von TRANSCOM SL, haben wir uns stets weiterentwickelt und uns dabei fortwährend an der technologischen Spitze gehalten. Dadurch ist es uns gelungen, Marktführer zu werden und Pionierarbeit in der Entwicklung und Fertigung von automatischen und elektrischen Geräten für die Colon-Hydro-Therapie zu leisten.

Dank unseres breitgefächerten Handelsnetzes sind wir auf allen Kontinenten vertreten und haben uns national und international einen guten Namen erworben, weshalb Kliniken, Heilbäder und Therapiezentren unsere Systeme und Anlagen erwerben, um diese in ihrem Land anbieten zu können.

Durch unseren kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsaufwand gewährleisten wir, dass unsere Anlagen technologisch stets auf dem neuesten Stand sind. Die Zulassungen, die unsere Produkte aufgrund ihrer Qualität von den zuständigen Gesundheitsministerien erhalten, sprechen für sich.

*Colon-Hydro-Therapie,
eine traditionelle
Therapie mit neuester
Technologie*



Inhalt

Vorstellung des Unternehmens 2



Inhalt 3



Vorteile der Colon-Hydro-Therapie 4



Was ist die Colon-Hydro-Therapie? 5



Regeneration der Darmflora 5



HC-1 6



HC-2000 8



HC-3000 10



HC-1 "Classic" 12



HC-2000 "Classic" 13



Hydro-Kit Erwachsene 14



Hydro-Kit Kinder 15



Hydro-Kit Straight 16




Kanüle + Verschluss 17



Gravity Hydro-Kit 18



Hydro-Kit mit Scheibe 19



Verbrauchsmaterial 20



Vorteile der Colon-Hydro-Therapie



Die Colon-Hydro-Therapie hilft uns bei der Prävention und Linderung aller Krankheiten, ist jedoch in erster Linie bei folgenden Pathologien indiziert:

- Obstipation, Diarrhoe
- Schwangerschaft (bis zum vierten Monat), wohltuend und unterstützend für schwangere Frauen
- Schleimauswurf, Darmträgheit, Blähungen, Flatulenz
- Ödeme, lokale Entzündungen, Gelenksteife
- Schmerzen an der Wirbelsäule, chronischer Hexenschuss
- Darmparasiten, Kandidose
- Trockene Haut
- Divertikulose, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn
- Dermatosen, Akne, Ekzeme, Schuppenflechte
- Depression, Migräne, Schlafstörungen, Stress
- Niereninsuffizienz
- Cellulite, Adipositas, Gewichtsprobleme
- Darmkrebsprävention
- Asthma, chronische Bronchitis, Nasennebenhöhlenentzündung, Schnupfen
- Schwacher Bauchmuskeltonus
- Venen und Lymphknotenerkrankungen, müde und schmerzende Beine
- Blasenentzündung, Eileiterentzündung, Regelschmerzen
- Stimulierung der natürlichen Abwehrkräfte des Körpers
- Postoperative Komplikationen (nach einer Vollnarkose)
- Hormonstörungen
- Sportmedizin
- Regeneration nach Anspannungen
- Arthritis
- Krankenhausanwendungen: Vor einem Kontrasteinlauf, einer Rektoskopie und vor Darmoperationen
- Darmentleerung bei Personen mit doppelseitigen oder tetraplegischen Lähmungen, gebrechliche Personen und Personen mit degenerativen Krankheiten sowie alle Patienten, die unter einer chronischen Vergiftung des Organismus leiden

Was ist die Colon-Hydro-Therapie?

Darmbehandlungen sind schon seit dem Altertum bekannt. Die ersten historisch belegten Behandlungen dieser Art gehen auf das alte Ägypten zurück, wo Priesterärzte Einläufe oder Klistiere zu therapeutischen Zwecken vornahmen. Später haben die Römer diese Tradition übernommen, die sich, dank weiterentwickelter Technologien für eine leichtere und bessere Darmreinigung, bis in unsere Zeit erhalten hat.

Ziel der Colon-Hydro-Therapie ist eine vollständige Darmentleerung durch Einleiten von vorgereinigtem und gefiltertem Wasser bei kontrollierten Temperatur- und Druckbedingungen.

Klistierbehandlungen des Dickdarms werden schon seit alters her durchgeführt. Die Colon-Hydro-Therapie ist eine bekannte Behandlungsmethode, die aus den USA stammt, wo sie sich seit vielen Jahren durch die Effizienz bei der Reinigung und Behandlung des Darms bewährt hat.

Ihre Anwendung ist allein deshalb schon eine Notwendigkeit, weil heute kaum noch jemand eine intakte Darmfunktion hat. Die meisten Menschen leiden an Störungen der Darmflora, auch als Dysbiose bekannt.

Die Folge sind defiziente Verdauungsprozesse, bei denen sich Gift- und Abfallstoffe bilden. In einem neuen Prozess vergiftet sich der Körper dann selbst, genannt Autointoxikation, mit Symptomen wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Depressionen, fehlender Konzentrationsfähigkeit, Aggressivität und Unruhezuständen. Infektionen wie Rheuma, Polyarthrit, Hypertonie, Hauterkrankungen, Migräne, Allergien und andere Krankheitserscheinungen werden heute einer mangelhaften Darmfunktion zugeschrieben.

Regeneration der Darmflora

Bis zum 19. Jahrhundert wurden Spurenelemente als organische Verunreinigungen oder Analysefehler betrachtet. Mittlerweile gelten sie als Nährstoffe, die für den Organismus jedes Lebewesens unverzichtbar sind.

Es wird angenommen, dass zwölf Elemente für den menschlichen Körper lebenswichtig sind: Kalzium, Magnesium, Kalium, Natrium, Zink, Kobalt, Kupfer, Chrom, Eisen, Mangan, Molybdän und Selen.

Spurenelemente müssen im richtigen Verhältnis zueinander und in sehr geringen Konzentrationen zugeführt werden, denn je stärker das Element aufgelöst ist, desto größer ist seine Kontaktfläche zum Körper. Bei ihren Dosierungen sind nicht die Gegenanzeigen oder Nebenwirkungen zu befürchten, die diese Metalle, Halbmetalle und Mineralien in höheren Dosen aufweisen, wie beispielsweise in einigen der üblichen Arzneispezialitäten.

Angesichts dessen, was uns das tägliche Leben abverlangt, scheint es nur vernünftig, sich die Erkenntnisse der Wissenschaft zunutze zu machen und diese nicht gegen bestimmte Krankheiten einzusetzen sondern auch, um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden bestmöglich zu erhalten. Eine Lösung hierfür könnte die Vereinigung von Schulmedizin und Oligotherapie sein.





HC-1

Höhe: 1020/1100 mm.
Breite: 550 mm.
Tiefe: 550 mm.
Gewicht: 35 kg.

*Ein praktisches
und
bedienerfreundliches
Gerät*

**Unverzichtbar für eine angemessene
Darmsanierung.**

**Europaweit das am meisten perfektionierte
manuelle Gerät.**

**Mit effizientem und sicherem Selbstreinigungs-
und Desinfektionssystem.**

Technische Daten

- Innovatives Design
- Einfache Handhabung
- Leicht zu installieren
- Niedriger Verbrauch
- Spannungsschalter für 110/220 V
- Druckabsicherung bei 150 mbar
- Temperatursicherung zwischen 22°C und 40°C
- Digitaler Thermostat
- Durchflussregler von 0-100 l/h
- Luftdichtes Abflusssystem ohne Geruchsbelästigung
- Integrierter Desinfektionsmittelbehälter
- Polypropylenfilter (5 µm)
- Einleiten von therapeutischen Lösungen
- UV-Lampe: Wassersterilisation
- Reinigungs- und Desinfektionssystem
- Druckanzeige von 0 bis 250 mbar
- Chromotherapie
- Einstellbare Höhe
- Eingebaute Räder





HC-2000

Höhe: 1020/1100 mm.
Breite: 550 mm.
Tiefe: 550 mm.
Gewicht: 41 kg.

*Die Vorteile der
Hydrotherapie in
einem automatischen
Gerät*




Dieses Gerät ist das Ergebnis einer hochentwickelten, modernen und robusten Technik, mit dem Vorteil einer einfachen Handhabung.

Eine gründliche Reinigung des Dickdarms und eine beispiellose Sicherheit sind die Basis der COLON-HYDRO-THERAPIE.

Technische Daten

- Innovatives Design
- Einfache Handhabung
- Leicht zu installieren
- Niedriger Verbrauch
- Spannungsschalter für 110/220 V
- Automatische Druckabsicherung bei 150 mbar
- Automatische Temperatursicherung zwischen 22°C und 40°C
- Digitaler Thermostat
- Durchflussregler von 0-100 l/h
- Luftdichtes Abflusssystem ohne Geruchsbelästigung
- Integrierter Desinfektionsmittelbehälter
- Polypropylenfilter (5 µm)
- Einleiten von therapeutischen Lösungen
- UV-Lampe: Wassersterilisation
- Reinigungs- und Desinfektionssystem
- Druckanzeige von 0 bis 250 mbar
- Literzähler für die Irrigation
- Zähler für die Irrigationszeit
- Vorrichtung zur Entnahme von Stuhlproben
- Fernbedienung
- Chromotherapie
- Einstellbare Höhe
- Eingebaute Räder





HC-3000

Höhe: 1570 mm
Breite: 580 mm
Tiefe: 580 mm
Gewicht: 70 kg


*Zuverlässigkeit
und Technologie
zu Diensten
des Benutzers*




Die „HC-3000“ besitzt dank Elektronik- und Digitaltechnologie Systeme, die durch ein bisher unbekanntes Ausmaß an Sicherheit und Bequemlichkeit den einwandfreien Ablauf der Colon-Hydro-Therapie gewährleisten.

Technische Daten

- Einfache Handhabung
- Leicht zu installieren
- Niedriger Verbrauch
- Automatische Druckabsicherung bei 150 mbar
- Automatische Temperatursicherung zwischen 22°C und 40°C
- Digitaler Thermostat
- Elektronischer Temperaturregler.
- Kontraste
- Durchflussregler von 0-100 l/h
- Luftdichtes Abflusssystem ohne Geruchsbelästigung
- Integrierter Desinfektionsmittelbehälter
- Polypropylenfilter (5 µm)
- Behälter zum Einleiten therapeutischer Lösungen
- Automatisches Reinigungs- und Desinfektionssystem
- Druckanzeige von 0 bis 250 mbar
- Literzähler für die Irrigation
- Zähler für die Irrigationszeit
- Vorrichtung zur Entnahme von Stuhlproben
- Eingebaute Ozonierungsvorrichtung
- Drahtlose Fernbedienung
- Not-Aus-System
- Eingebaute Räder





HC-1 Classic


Höhe: 550 mm.
Breite: 600 mm.
Tiefe: 210 mm.
Gewicht: 21 kg.

Technische Daten

- Einfache Handhabung
- Leicht zu installieren
- Niedriger Verbrauch
- Spannungsschalter für 110/220 V
- Druckabsicherung bei 100 mbar
- Temperatursicherung zwischen 22°C und 40°C
- Digitaler Thermostat
- Durchflussregler von 0-100 l/h
- Luftdichtes Abflusssystem ohne Geruchsbelästigung
- Integrierter Desinfektionsmittelbehälter
- Polypropylenfilter (5 µm)
- Einleiten von therapeutischen Lösungen
- UV-Lampe: Wassersterilisation
- Reinigungs- und Desinfektionssystem
- Druckanzeige von 0 bis 250 mbar

HC-2000 Classic

Höhe: 750 mm.
Breite: 600 mm.
Tiefe: 210 mm.
Gewicht: 29 kg.



Technische Daten

- Einfache Handhabung
- Leicht zu installieren
- Niedriger Verbrauch
- Spannungsschalter für 110/220 V
- Automatische Druckabsicherung bei 100 mbar
- Automatische Temperatursicherung zwischen 22°C und 40°C
- Digitaler Thermostat
- Durchflussregler von 0-100 l/h
- Luftdichtes Abflusssystem ohne Geruchsbelästigung
- Polypropylenfilter (5 µm)
- Einleiten von therapeutischen Lösungen
- UV-Lampe: Wassersterilisation
- Reinigungs- und Desinfektionssystem
- Druckanzeige von 0 bis 250 mbar
- Literzähler für die Irrigation
- Zähler für die Irrigationszeit
- Vorrichtung zur Entnahme von Stuhlproben
- Fernbedienung



*Hohe Qualität,
maximaler Komfort*



- **Material:** Durchsichtiges Polypropylen
- **Kanüle für Erwachsene**
- **Verschluss:** Verbessertes Design für leichtere Greifbarkeit
- **Abflussschlauch:** Spiralgewellt, 1300 mm, zu 100% aus EVA gefertigt
- **Spülschlauch:** Länge 1500 mm, Durchmesser 6 mm und aus PVC gefertigt
- **Gleitmittel:** Weiße Vaseline. Inhalt: 2,5 g

Hydro-Kit Kinder



*Kits für
einmalige
Behandlung*



- **Material:** Durchsichtiges Polypropylen
- **Kanüle für Kinder**
- **Verschluss:** Verbessertes Design für leichtere Greifbarkeit
- **Abflussschlauch:** Spiralgewellt, 1300 mm, zu 100% aus EVA gefertigt
- **Spülschlauch:** Länge 1500 mm, Durchmesser 6 mm und aus PVC gefertigt
- **Gleitmittel:** Weiße Vaseline. Inhalt: 2,5 g



Hydro-Kit Straight



- **Material:** Durchsichtiges Polypropylen
- **Kanüle straight**
- **Verschluss:** Verbessertes Design für leichtere Greifbarkeit
- **Abflussschlauch:** Spiralgewellt, 1300 mm, zu 100% aus EVA gefertigt
- **Spülschlauch:** Länge 1500 mm, Durchmesser 6 mm und aus PVC gefertigt
- **Gleitmittel:** Weiße Vaseline. Inhalt: 2,5 g



Kanüle + Verschluss

*Set ausgelegt für die Benutzung
mit Geräten für die
Colon-Hydro-Therapie*



- Kanüle für Erwachsene
- Verschluss: Verbessertes Design für leichtere Greifbarkeit





Gravity Hydro-Kit



- **Material: Durchsichtiges Polypropylen**
- **Kanüle für Erwachsene**
- **Verschluss: Verbessertes Design für leichtere Greifbarkeit**
- **Abflussschlauch: Geriffelt, 1300 mm, zu 100% aus EVA gefertigt**
- **Spülschlauch: Länge 1300 mm, Durchmesser 8mm und aus PVC gefertigt**
- **Gleitmittel: Weiße Vaseline. Inhalt: 2,5 g**



Hydro-Kit mit Scheibe



*Kanülen, die sich an die
Morphologie des Patienten
anpassen*



- **Material: Durchsichtiges Polypropylen**
- **Kanüle mit Scheibe, um ein zu weites Einführen zu vermeiden**
- **Verschluss: Verbessertes Design für leichtere Greifbarkeit**
- **Abflussschlauch: Spiralgewellt, 1300 mm, zu 100% aus EVA gefertigt**
- **Spülschlauch: Länge 1500mm (Durchmesser optional 6mm / 8mm / 10mm) , aus PVC gefertigt**
- **Gleitmittel: Weiße Vaseline. Inhalt: 2,5 g**





Verbrauchsmaterial



Desinfektionsmittel

Zur Durchführung einer Colon-Hydro-Therapieanwendung steht Ihnen das gesamte Zubehör auf dieser Liste zur Verfügung:

- Flasche zum Einleiten therapeutischer Lösungen.
- Glasflaschenhalter aus rostfreiem Stahl.
- HYDRO-COLON-Liege: Speziell für die Colon-Hydro-Therapie entwickelt.
- Minisets: Einwegkatheter für MH-1-Klistier.
- Desinfektionsmittel: Für eine rasche, einfache und sichere Desinfektion mit hoher Desinfektionskraft (HDL) und eine hervorragende Verträglichkeit mit den Materialien.
- Poster: Grafische Abbildungen des Darms.

Zusätzlich zu den zuvor angebotenen Produkten finden Sie auch eine komplette Bandbreite an Einwegartikeln für die einzelnen Anwendungen wie Kittel, Hausschuhe, Auflagen, Handschuhe, Filter, Laken...



Filter HC-1 / HC-2000

Filter HC-3000





Einweg-Hausschuhe



Auflagen

Spurenelemente natürlichen Ursprungs



Kittel




Handschuhe



*Zubehör für die
Durchführung
einer Colon-Hydro-
Therapieanwendung*

Laken und Liege





- 
- Bulgarien
 - China
 - Frankreich
 - Indonesien
 - Iran
 - Italien
 - Japan
 - Jordanien
 - Kasachstan
 - Kuwait
 - Litauen
 - Mexiko
 - Portugal
 - Republik Moldau
 - Rumänien
 - Rußland
 - Spanien
 - Südafrika
 - Syrien
 - Thailand
 - Türkei
 - Ukraine
 - Vereinigte Arabische Emirate
 - Vereinigtes Königreich
 - Vereinigte Staaten von Amerika
 - Vietnam





“Krankheit und Gesundheit beginnen im Darm“



FIRMA | TRANSCOM

Parque empresarial Zuatzu - Edificio Urumea
C/ Zubiberri, 31 - 20018 San Sebastián - Gipuzkoa (Spain)
www.transcomsl.com - e-mail: info@transcomsl.com
Tel. (34) 943 224 360 - Fax (34) 943 224 275